

Gyógylézer Család Kft.

orvosi lézerkészülék gyártása és forgalmazása, javítás, felülvizsgálat

☎ 1117 Budapest, Budafoki út 183.

☎ 06-1/203-0001; (+36) 70/679/8810

ugyfelszolgalat@gyogylezer.hu

www.gyogylezer.hu; www.softlaser.hu

Cg.01-09-995213

MODERN PROFI CSÚCSTELJESÍTMÉNYŰ ASZTALI KÉSZLET

- ❖ OPTIKOP COMBI 5G NewWave 150200-100BL-3000IR Asztali Vezérlőegység
- ❖ 3 különböző lágylézer kezelőfej
- ❖ 3 féle masszázsfaj
- ❖ 2 db védőszemüveg

A készlet ára: Bruttó 4.225.000.-Ft

A lágylézer-kezelés bármely kozmetikai protokollba beépíthető!

A MODERN PROFI CSÚCSTELJESÍTMÉNYŰ ASZTALI KÉSZLET részei:

1. Optikop Combi 5G NewWave vezérlő és tápegység

- ❖ Asztali vezérlőegység, digitális kijelzővel, nyomógombos felülettel.
- ❖ Az egyetlen vezérlő, amely a lézerzuhany és az egy diódás kezelőfej mellett, egy kombinált (2diódás) kezelőfej működtetésére is alkalmas.
- ❖ A leadni kívánt dózis 1-99 J között állítható, 1 J-onként léptethető. A kijelzőn láthatjuk a beállított dózist és a hátralévő kezelés időt.
- ❖ A készülék biztonságos használatát az integrált teljesítményellenőrzés és a kezelőfejek hőmérséklet-figyelése garantálja, ennek következtében működése stabil és megbízható.

Vezérlő egy, kettő, vagy három kezelőfejhez



1

A digitális kijelzőjével és nyomógombos kezelőfelületével egyszerű és kényelmes a használata!



2



Kombinált kezelőfej
(2 dióda: 150&200 mW)

3



Ibolya kezelőfej
(1 dióda: 100 mW)

4



Infra lézerzuhany
(6 dióda: 3000 mW)

2. Optikop Combi 5GF 150200: piros és infra lágylézerfényt sugárzó kombinált kezelőfej**A piros lágylézerfény a hám-irha szöveteiben fejt ki hatását:**

- ❖ Sejtmegújító, fokozza a sejtek energiatermelését, javítja a sejtek oxigén ellátását
- ❖ Szövetregeneráló, stimulálja a kollagéntermelést
- ❖ Javítja a sejtek anyagcsere folyamatait
- ❖ Csökkenti a gyulladásokat, szöveti pangásokat, ödémákat

Használata javasolt: szeporreás-, aknés-, fényt veszített, fáradt-, öregedő bőrre, szarkalábak-, ráncok simítására, bőr életerejének fokozására, szem alatti sötét karikák kezelésére, gyulladáscsökkentésre, kozmetikai tisztító kezelés nyomainak gyorsabb regenerálódására, aknék nyomában keletkező hegek kialakulásának megakadályozására és gyógyítására, baleseti-, műtéti seb- és heg kezelésére.

Tájékoztató jellegű kezelési idő: pl. 2 Joule (J) leadása 15 másodperc

Közei infra lágylézerfény hám-irha-bőralja szöveteiben fejt ki hatását:

- ❖ Sejtmegújító, fokozza a sejtek energiatermelését, javítja a sejtek oxigén ellátását
- ❖ Szövetregeneráló, stimulálja a kollagéntermelést, feszesítő hatású
- ❖ Javítja a sejtek anyagcsere folyamatait
- ❖ Csökkenti a gyulladásokat
- ❖ Javítja (regenerálja) az izmok állapotát
- ❖ Segíti a hatóanyagok bejutását a mélyebb szövetekbe

Használata javasolt: Face-lifting, AntiAging, stria kezelésére, megereszkedett, rugalmasságát veszített, heges bőrre; mély, betört ráncok simítására, gyulladás csökkentésére, aknék nyomában keletkező hegek kialakulásának megakadályozására és gyógyítására, baleseti-, műtéti seb- és heg kezelésére.

Tájékoztató jellegű kezelési idő: pl. 2 J leadása 11 másodperc

Piros+közei infra lágylézerfény egyidejű használatának hatásai összeadódnak:

A felszíni és a mélyebb szövetek egyszerre kezelhetők, a teljesítmények összeadódnak így lerövidül a kezelési idő, a szinergikus hatása miatt még látványosabb eredményt érhetünk el!

Használata javasolt: Optikop Beautylaser „AllAges” quick-lifting kezeléshez. Kisebb területeken pontszerű alkalmazás javasolt, masszázsféjjel kiegészítve nagyobb felületeket kezelhetünk. Tónusát-, rugalmasságát veszített bőr esetén ráncsimító, feszesítő hatású, elősegíti a hatóanyagok könnyebb felszívódását. Szeporreás, aknés, heges bőr esetén sejtmegújító, sejtmegújító, kollagéntermelést stimuláló, gyulladáscsökkentő hatású.

Tájékoztató jellegű kezelési idő kombinált működés mellett: 2 Joule (J) leadása 6 másodperc. Egész arc kezelése 10-15 percet vesz igénybe. pl. Optikop BeautyGlow kezelés

3. Optikop Beauty Classic 100BL: ibolya láglézerfényt sugárzó kezelőfej

Ibolya láglézerfény a hám rétegében fejt ki hatásait:

- ❖ Cutibacterium acne (korábban: propioni bacterium acne) számának csökkentése
- ❖ Faggyútermelés szabályozása, szaruképzés normalizálása

Használata javasolt: akne, gyulladt comedók, szeporreás bőr, Optikop Beautylaser Balancing kezelés

Kezelési idő: pl. 2 J leadása 22 másodperc

4. Optikop Lézerzuhany 3000 IR: infra láglézerfényt sugárzó, 10 cm² felületet lefedő lézerzuhany

Infra lézerzuhany a hám-irha-bőralja szöветеiben fejt ki hatását:

- ❖ Azonnal látható Face-lifting hatás!
- ❖ Sejtmegújító, fokozza a sejtek energiatermelését, javítja a sejtek oxigén ellátását
- ❖ Szövetregeneráló, stimulálja a kollagéntermelést, feszesítő hatású
- ❖ Javítja a sejtek anyagcsere folyamatait
- ❖ Csökkenti a gyulladásokat
- ❖ Javítja (regenerálja) az izmok állapotát, segíti a hatóanyagok bejutását a mélyebb szövetekbe

Használata javasolt: Optikop Beautylaser SlowAging kezeléshez


Face-lifting, Anti-Aging, kezeléshez, megereszkedett, rugalmasságát veszített, heges bőrre. Nagyobb felületek, nyak és dekoltázs kezelésére, mélyebben fekvő izmok, izomcsoportok kezelésére.

Tájékoztató jellegű kezelési idő: arc és dekoltázs kezelése kb. 15-20-perc

5. Masszázsfej csomag:

- ❖ **Nyak- és dekoltázskezelő (a) + arc- és ránckezelő masszázsfajok (b) + 1 adapter:** a két különböző méretnek köszönhetően a nagyobb és a kisebb felületek is elérhetővé válnak, így a dekoltázs és nyak, valamint az arc, homlok területei is kényelmesen kezelhetők, a kontakt, masszázs-jellegű kezelés fokozza a vendég-élményt!

- ❖ **Szemránc kezelő (c):** ezzel az optikai feltétellel a szemkörnyéki ráncok, szarkalábak láglézer-kezelése válik könnyen kivitelezhetővé.



6. Védőeszközök:



- ❖ Szemüvegre is felhelyezhető **triplán kombinált védőszemüveg** a **kezelő részére**: ibolya, piros és infra fényhez
- ❖ Szemvédő arckezeléshez, a **vendég részére**



7. További tartozékok:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| ❖ 1 db „Láglézer terápia” szakkönyv | ❖ 1 db akne-kezelő feltét |
| ❖ 1 db csatolókúp | ❖ 1 db hord-táska |
| ❖ 1 db száloptika | ❖ 1 db figyelmeztető címke |
| ❖ 1 db kontakt feltét | ❖ 1 db kezelési utasítás |
| ❖ 1 db távtartó lézerzuhanyhoz | ❖ 1 db adapter |

ÜZLETI ELŐNYÖK

- ❖ gyorsan megtérülő beruházás
- ❖ nincs fenntartási költség
- ❖ marketing támogatás
- ❖ 24 hónap garancia
- ❖ részletfizetési lehetőség

SZAKMAI TÁMOGATÁS

- ❖ ingyenes készülékbemutató
- ❖ komplex képzési rendszer
- ❖ folyamatos továbbképzések
- ❖ ingyenes rendszeres konzultáció
- ❖ hazai gyártó, elérhető szervíz szolgáltatás

Vegyél részt képzéseinken, légy részese az OPTIKOP Beautylaser közösségnek!

www.beautylaser.hu