

Gyógylézer Család Kft.

orvosi lézerekészülék gyártása és
forgalmazása, javítás, felülvizsgálat

☎ 1117 Budapest, Budafoki út 183.

☎ 06-1/203-0001; (+36) 70/679/8810

ugyfelszolgalat@gyogylezer.hu

www.gyogylezer.hu; www.softlaser.hu

Cg.01-09-995213

PIROS KÉZI LÉZER KÉSZLET

- ❖ OPTIKOP BASIC 150V kézi láglézer készülék
- ❖ 2 féle masszázsfaj
- ❖ 2 db védőszemüveg

A készlet ára: Bruttó 678.000.-Ft

A láglézer-kezelés bármely kozmetikai protokollba beépíthető!

PIROS KÉZI LÉZER KÉSZLET részei:

Egy készülék, kis méretű mobil eszköz,
amely egy kezításkában is elfér!

- ❖ Gyorsan lehet vele dolgozni, mivel a legnagyobb teljesítményű piros fényt kibocsájtó kézi lézer.
- ❖ A készülékhez tetszőleges száloptikát vagy masszázsfaj lehet illeszteni.
- ❖ Egyszerűen fertőtleníthető.
- ❖ A készülék méri a leadott dózist (1 Joule-t) és hangjelzést ad.
- ❖ A készülék 2 darab AAA típusú elemmel, akkumulátorral, vagy hálózati adapterrel (opcionális) működtethető.

1. OPTIKOP BASIC 150V: 150 mW piros láglézerfényt sugárzó kézi készülék:

A piros láglézerfény a hám-irha szöveteiben fejt ki hatását:

- ❖ Sejtmegújító, fokozza a sejtek energiatermelését, javítja a sejtek oxigén ellátását
- ❖ Szövetregeneráló, stimulálja a kollagén termelést
- ❖ Javítja a sejtek anyagcsere folyamatait
- ❖ Csökkenti a gyulladásokat, szöveti pangásokat, ödémákat

Használata javasolt: szeporreás-, aknés-, fényét vesztett, fáradt, öregedő bőrre, szarkalábak-, ráncok simítására, bőr életerejének fokozására, szem alatti sötét karikák kezelésére, gyulladáscsökkentésre, kozmetikai tisztító kezelés nyomainak gyorsabb regenerálódására, aknék nyomában keletkező hegek megakadályozására, gyógyítására, baleseti-, műtéti seb- és hegkezelésre.

Tájékoztató jellegű kezelési idő: pl. 2 Joule (J) leadása 15 másodperc. Az egész arc kezelése 20-25 percet vesz igénybe, pl. Optikop BeautyGlow kezelés

2. Masszázsfej csomag:

- ❖ **Arc- és ránckezelő masszázsfaj (a) + 1 adapter:** kialakításának köszönhetően, az arc, homlok területei is kényelmesen kezelhetők, a kontakt, masszázsjellegű kezelés fokozza a vendég-élményt!

- ❖ **Szemránckezelő (b):** ezzel az optikai feltétellel a szemkörnyéki ráncok, szarkalábak lágylézer-kezelése könnyen kivitelezhető.

**3. Védőeszközök:**

- ❖ Védőszemüveg **kezelő részére** (piros + infra fényhez)

- ❖ Szemvédő arckezeléshez, a **vendég részére**

**4. További tartozékok:**

- ❖ 1 db „Lágylézer terápia” szakkönyv
- ❖ 1 db csatolókúp
- ❖ 1 db száloptika
- ❖ 1 db kontakt feltét
- ❖ 1 db hord-táska
- ❖ 1 db figyelmeztető címke
- ❖ 1 db kezelési utasítás

ÜZLETI ELŐNYÖK

- ❖ gyorsan megtérülő beruházás (4-6 hónap alatt)
- ❖ nincs fenntartási költség
- ❖ marketing támogatás
- ❖ 24 hónap garancia
- ❖ részletfizetési lehetőség

SZAKMAI TÁMOGATÁS

- ❖ ingyenes készülékbemutató
- ❖ komplex képzési rendszer
- ❖ folyamatos továbbképzések
- ❖ ingyenes rendszeres konzultáció
- ❖ hazai gyártó, elérhető szerviz szolgáltatás

Vegyél részt képzéseinken, légy részese az OPTIKOP Beautylaser közösségnek!
www.beautylaser.hu